

## AED Lifeline ECG



AED Lifeline ECG Lifeline ECG AED mit EKG Display excl. Safeset

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

VK Brutto2969,05 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

### Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Lieferumfang](#)
- [Produktbroschüre](#)

## Beschreibung

Der neue Lifeline ECG reiht sich von seinen Funktionalitäten zwischen dem reinen Laiengerät, dem Lifeline VIEW und dem Profigerät, Lifeline PRO mit manuellem Schockmodus, ein. Das bedeutet beim Lifeline ECG wird zwar das Patienten EKG auf dem Bildschirm dargestellt, jedoch übernimmt das Gerät die Herzrhythmusanalyse und fordert bei Feststellung eines schockbaren Rhythmus den Anwender zum Drücken der Schocktaste auf. Als Anwender kann man zwischen der EKG Ansicht und der Ansicht „Videoanimation“ wählen. Der Lifeline ECG ist ein Automatisierter Externer Defibrillator (AED), der sowohl das EKG des Patienten, als auch den Ersthelfer Videomodus auf dem Display darstellen kann. Je nach Anwenderfähigkeit, kann einfach während des Betriebs, zwischen den beiden Betriebsarten umgeschaltet werden. Zusätzlich kann das Gerät auch zur Patientenüberwachung mit einem 3-Kanal EKG Adapter verwendet werden. Alles auf der Basis der bekannten, kompakten und robusten Lifeline VIEW Defibrillator Baureihe. Der Lifeline ECG überzeugt durch seine vielen lebenswichtigen Eigenschaften.

- Automatische Analyse mit EKG-Display
- Ersthelfer AED-Videomodus
- Modus Patientenüberwachung
- EKG-Dokumentation
  - Der Lifeline ECG besitzt einen internen Speicher, der bis zu 60 Minuten lang EKG-Daten aufzeichnet. Mittels SD-Speicherkarte (Schnittstelle) bzw. USB Anschluss ist die Übertragung auf einen PC möglich. Mit dem Einlegen einer SD-Datenkarte kann die Aufzeichnungszeit auf bis zu 30 Stunden verlängert werden.

- Einfache Software-Update
- Überwachung der Verbrauchsmaterialien
  - Der Lifeline ECG ist weltweit der einzige Defibrillator, der alle vorhandenen Verbrauchsmaterialien überwacht. Sollte die Batterie oder die Elektrode das Ablaufdatum überschritten haben, zeigt das Gerät diese Risikofaktoren durch ein visuelles und akustisches Signal an. Gleiches gilt auch für den Fall, dass bereits benutzte Elektroden am Gerät eingesteckt werden.
- Einfache Wartung
  - Der LIFELINE ECG hat das Thema Wartung revolutioniert. Bei einer Fehlermeldung erscheint ein Symbol auf dem Display, das Ihnen bei Betätigung die Fehlerbehebung auf dem Display per Video demonstriert.

Einweisung nach MPBetreibV nicht enthalten

## Lieferumfang

Lieferumfang:

- Batterie mit 4-Jahre Standby Zeit,
- Satz Defibrillationselektroden,
- Kurzanleitung,
- Benutzer-Handbuch und Medizinproduktbuch,
- EKG-Kabel optional (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Garantiedauer: 8 Jahre

## Produktbroschüre

[Produktproschüre](#)

•