

Druckminderer GCE



Mediselect II,O2 -Rektus 1 x Schnellkupplung Rektus, 1 x Flow

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 299,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Optional](#)

Beschreibung

Hochdruck Druckminderer 4,5 bar,

- Drehbares Manometer - 360° - für optimale Ablesbarkeit, mit blauem Stoßschutz liegend.
- Schwenkbarer Flowausgang - 360° - zum Anschließen von Nasenbrille / Maske mittels der mitgelieferten Schlauchtülle.
- Innovatives, selbst zentrierendes Handrad zum einfachen und genauen Einstellen des Flows.
- regelbar durch blaue Seitenrasterung von 0 - 25 Ltr/min, mehr Sicherheit durch ununterbrochenen Flow, auch "zwischen den einzelnen Flowstufen". 0/1/2/3/4/5/6/7/9/12/15/25 l/min
- Ungeregelter Abgang mit Rectuskupplung.

Optional

[Optional mit ZGA DIN 477 gegen Aufpreis siehe Produktvariante](#)

- [Technische Daten](#)

Technische Daten

[Technische Daten](#)