


Druckminderer GCE DIN 13260



Mediselect II -DIN 1 x DIN 13260 /1 x Flow 0-25 ltr.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

VK Brutto323,64 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller[GCE](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Optional](#)

Beschreibung

Hochdruck Druckminderer 4,5 bar,

- Drehbares Manometer - 360° - für optimale Ablesbarkeit, mit blauem Stoßschutz liegend.
- Schwenkbarer Flowausgang - 360° - zum Anschließen von Nasenbrille / Maske mittels der mitgelieferten Schlauchtülle.
- Innovatives, selbst zentrierendes Handrad zum einfachen und genauen Einstellen des Flows.
- regelbar durch blaue Seitenrasterung von 0 - 25 Ltr/min, mehr Sicherheit durch ununterbrochenen Flow, auch "zwischen den einzelnen Flowstufen".0/1/2/3/4/5/6/7/9/12/15/25 l/min
- Ungeregelter Abgang mit DIN Kupplung 13260.

Optional

Mediselect II Rektus-Flow siehe Produktvariante

