

## EuroDefi-pads "Adult" röntgendicht Zoll kompatibel



EuroDefi-Pads F7987W Adult (Ersatz für Stat-patz II) Güner Stecker

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Netto Verkaufspreis 39,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

### Beschreibung

Euro Defi Pads are compatible with monophasic and defibrillators (manual, semi-automatic and automatic) they comply with European Directives and International

Standards (ANSI/AAMI DF-80, IEC/CEI/EN 60601-2-4, 60601-1, ISO10993

**A complete line of multifunction for synchronized, external cardiac and ECG monitoring.**

### Kompatibel mit:

- AED Plus
- AED Pro
- Zoll AED 3
- R Series (#) *entsprechenden Adapter*
- X Series (\*) *entsprechenden Adapter*

Ohne CPR-Feedback: Diese Elektroden sind nicht mit Funktionen für Kompressionsfeedback oder Tempo-Metronom ausgestattet.

*FIAB® Eurodefipads® Defibrillationselektroden bieten eine zuverlässige und effektive Lösung für die Defibrillation bei Erwachsenen und sind ideal für den Einsatz in Kliniken, Rettungsdiensten und Notfalleinrichtungen.*

- [Spezifikation](#)

## Spezifikation

[REFERENCE KEY](#)