

## KFZ-Halterung



KFZ-Halterung

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Netto Verkaufspreis 295,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)

## Beschreibung

Kraftfahrzeug-Halterung DDU-2000 Serie

Zur Montage in Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen - 20G crash getestet

- innovative Einhandverriegelung
- geprüft nach DIN EN 1789 u. CS 27

- geringes Gewicht und Einbautiefe

