

## Lifeline View



AED Lifeline View Halbautomatischer Externer Defibrillator inkl. Safeset

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Netto Verkaufspreis 1495,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Technische Daten](#)
- [Sonstiges/Video](#)

## Beschreibung

### Besonderheiten

- Integrierter Videobildschirm, der den Ersthelfer vor Ort Schritt für Schritt durch die Erste-Hilfe-Maßnahme führt: von der Vorbereitung des Patienten über die Befestigung der Elektroden bis zur Schockabgabe. Auch die einzelnen Schritte der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) werden dargestellt
- Das farbige, interaktive Display unterstützt die Audio-Funktion als visuelles Element, bzw. ersetzt sie im Notfall, wenn Sie bspw. in extrem lauter Umgebung Erste Hilfe leisten müssen
- Funktionales und benutzerfreundliches Design unterstützen die visuelle Animation
- Tägliche Durchführung von umfassenden Selbsttests garantiert Sicherheit
- Das Gerät erfüllt die höchsten - nach militärischen Normen gestalteten - Ansprüche

### Einzigartigkeit

Das revolutionäre Display mit visueller Erste-Hilfe-Animation leitet Sie nicht nur durch die einzelnen Phasen der Reanimationsmaßnahme. Es vereinfacht ebenso die Wartung des Gerätes. Beim Überprüfen und Austauschen der Elektroden bspw. werden Sie durch klare und einfache Videoanweisungen unterstützt

Der Lifeline VIEW von defibtech ist eine Revolution auf dem Gebiet der Reanimation. Niemals zuvor war es einem Ersthelfer am Unfallort möglich, mithilfe von visueller Animation durch die Erste-Hilfe-Maßnahme begleitet zu werden. Dieser Defibrillator bietet die größtmögliche Sicherheit, da die Anweisungen auch bei enormer Lautstärke in der Unfallumgebung wahrgenommen werden können.

[Defibtech Lifeline VIEW Defibrillator - geführte Produkttour](#)

### Technische Daten

[Produktflyer](#)

[Benutzerhandbuch](#)

### Sonstiges/Video

[Anwendervideo](#)