

NOTFALLKOFFER EMERAIR'S TROLLEY



NOTFALLKOFFER EMERAIR'S TROLLEY

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 466,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Maße](#)
- [Lieferumfang](#)

Beschreibung

Der Notfallkoffer "EMERAIR'S TROLLEY" von ELITE-BAGS ist mit einer integrierten Sauerstoffversorgung ausgestattet und besitzt zudem noch ein entlastendes Trolley-System für einen komfortablen Transport.

Des Weiteren ist der Notfallkoffer mit einem integrierten und verstaubaren Rucksacktragesystem ausgestattet, welches auch den Transport in unwegsamen und schwierigem Gelände ermöglicht.

Durch ein sehr übersichtliches, mit Klarsichttaschen ausgestattetes Modulsystem im Inneren der Notfalltasche, haben Sie immer einen Überblick über die im Notfall benötigten Materialien.

- Großes Hauptfach mit Halterung für die Sauerstoffflasche
- Raum zur Lagerung von Beatmungsbeutel und -masken

- Öse zur Durchführung des Sauerstoffschlauches nach aussen
- 3 großvolumige Klarsichtfächer z.B. für Tuben
- 4 herausnehmbare Klarsicht-RV-Modultaschen in unterschiedlichen Faben: Blau > Atmung, Rot > Kreislauf, Grün > Wundversorgung, Gelb > Kindernotfall
- Sicherheits-Reflexstreifen und große Reißverschlüsse zum einfachen Öffnen
- Handschlaufen beidseitig
- Trolley-System mit versenkbarem Teleskopgriff
- **Rucksacktragesystem mit Hüftgurt zum optimalen rückschonenden Transport**
- ergonomisch gepolsterter Rücken

Maße

- Abmessungen: 34 x 64 x 33 cm
- Volumen: 53l
- Gewicht (leer) 7,3 kg
- max. Beladung: 25 kg
- Material: 100% Nylon
- Farbe: rot

Lieferumfang

- Notfallkoffer Emerair's Trolley inkl. 4 Modultaschen (leer)
- thermoisoliertes Ampullarium (leer)
- GEL Kühlpack