


OneStep™ Pediatric Electrode 8900-0215-40



OneStep™ Pediatric Electrode 8900-0215-40

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 95,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Zoll Medical](#)

Beschreibung

Die pädiatrischen CPR-Elektroden von OneStep sind die einzigen auf dem Markt, die eine CPR-Unterstützung für Kinder unter 25 kg bieten und gleichzeitig Defibrillation, Schrittsteuerung und Kardioversion ermöglichen. Wenn pädiatrische Elektroden angeschlossen sind, senkt der R Series Defibrillator die Startenergie automatisch auf ein sicheres Niveau von 50 Joule ab. Aufgrund ihres patentierten Designs mit zwei Schaltkreisen können OneStep Elektroden selbst bei einem Schocktest mit 30 Joule vorkonnetiert bleiben. Die Elektroden müssen nicht getrennt werden, um den Defibrillator zu testen, die Einsatzbereitschaft wird also nicht gefährdet.

- [Datenblatt 8900-0215-40](#)

Datenblatt 8900-0215-40

[Gebrauchsanleitung](#)

