

## Oxy-Compact L



Sauerstofftasche Oxy-Compact - L

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Netto Verkaufspreis 345,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [PAX](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Maße](#)

### Beschreibung

Sauerstofftaschen in kompakter Bauweise mit Schnellzugriffdeckel durch doppelläufige Reißverschußdeckel. Beatmungsbeutel, Masken und

Demandventil sind somit schnell im Zugriff. Das Zubehörfach oberhalb der Flaschen bietet Platz für Absaugpumpen. Weiteres Zubehör findet in der großflächigen Fronttasche Platz.

Die Taschen sind für 2-L-Flaschen und D-Size-Flaschen ausgelegt.

Inkl. Umhängegurt

### **Maße**

46 x 25 x 70 x 30 (LxHxBxT)

Gewicht 3,1 kg

Material Pax Plan