

## Oxy-Compact M



Oxy-Compact M

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Netto Verkaufspreis 320,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [PAX](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Maße](#)

### Beschreibung

Sauerstofftasche in kompakter Bauweise mit Schnellzugriffdeckel durch doppelläufige Reißverschußdeckel.

Beatmungsbeutel, Masken und Demandventil sind somit schnell im Zugriff.

Das Zubehörfach bietet Platz für Absaugpumpen (z.B. Laerdal Suction Unit, Ambu Twin oder Manuvac).

Diese Tasche ist für eine 2-L-Sauerstoffflasche.

### **Maße**

33,5 x 56 x 21 (H x B x T)

Gewicht 2,3 kg

Material Pax Plan