

OXYLATOR Zuleitung DISS-DIN 13260



OXYLATOR Sauerstoffzuleitung ISO DISS-DIN 13260

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

VK Brutto153,51 €

[Angebot/Auftrag](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Produktvariante](#)

Beschreibung

Druckschlauchsystem für medizinische Gase zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle,

Farbkennzeichnung gasartspezifisch gemäß DIN EN ISO 5359

1,80 cm lang

Vormontiert auf ZGA DIN 13260

Produktvariante

[Produktvariante DISS-Rektus](#)