

Wandkasten AED Outdoor Tempus 3



Wandkasten AED Outdoor Tempus 3 Bei der Aufbewahrung eines AED´s im Aussenbereich sind besonders die Temperaturschwankungen und der Schutz vor Vandalismus zu beachten. Außerdem soll der Zugriff auf den AED für alle schnell und unkompliziert gestaltet sein. Bei der Auswahl bedarf es besonderer Sorgfalt. Die Modelle der Wandkastenserie „Tempus“ bieten den idealen Schutz.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 799,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Beschreibung

- [Beschreibung](#)
- [Technische Daten](#)
- [Montage/Bedienung](#)

Beschreibung

- Gehäuse aus lackierten **Aluminium** mit einer starken Beschichtung
- korrosionsbeständige Materialien garantieren optimalen Schutz Ihres AED´s bei allen Witterungsverhältnissen
- Heizelement (Standard -15°C) bis - 25°C mit Aufpreis (100 €)
- Stoß- und wasserfest (IP 56)
- Resistent gegen extremen Vandalismus
- Zentrale LED Beleuchtung
- Visueller und akustischer Alarm
- Kästen sind mit einem Netzteil für Alarm, Beleuchtung, Heizmodul und Lüftung versehen

- Montage im Außenbereich möglich

Zugriff auf den Defibrillator:

Nach Drücken des roten Notschalters fährt die Lade herunter und es erklingt ein Alarm. Der Defibrillator kann bequem entnommen werden.

Technische Daten

Maße: 56 x 42 x 26 cm (HxBxT)

Gewicht: 7 kg

Polarversion - Isolierung und verstärkte Heizung -25°C gegen Aufpreis

Montage/Bedienung

[Bedienung/Montage](#)