

Wandschrank mit Alarm



Wandschrank mit Alarm Wandschrank passend für AED Lifeline

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 245,00 €

[Angebot/Auftrag](#)

Hersteller [Defibtech](#)

Beschreibung

Wandschrank mit Alarm. Ein lauter Alarm ertönt, wenn der Schrank geöffnet wird.

- 1-türiger Stahlblechschrank,
- Lautstärke 120 db(A)
- Versorgung mit 9V Batterie (enthalten)
- Akustisches Signal bei leerer Batterie

ArtNr.: MKA-101

Maße(BxHxT): ca. **400x400x200mm**

Farbe: gelb

Optional, gegen Aufpreis lieferbar:

- mit Halterung AED Lifeline
- Mit Halterung AED Lifeline View